

Hôpital Cantonal

Département de Médecine Interne

Division de Néphrologie

CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU FOURNIE POUR LA DIALYSE A L'HOPITAL CANTONAL

1. SUR LE CIRCUIT D'EAU :

Le service du traitement des eaux effectue les contrôles sur les circuits du 8^e et du 6^e.

a) Bactériologie :

Les prélèvements s'effectuent 1 x MOIS

b) Endotoxines :

De JUIN à SEPTEMBRE = 1 x SEMAINE
D' OCTOBRE à MAI = 1 x QUINZAINE

- Les prélèvements sont effectués **après le filtre bactériologique de l'osmoseur** (départ circuit de distribution des postes) et au retour du circuit de distribution des postes.
- Les résultats sont communiqués à M. CHAPATTE ou M. JORDI.
- En cas de contamination, ces personnes avertissent Bernard DONATI ou son remplaçant

2. SUR LES MACHINES :

a) Prélèvement d'endotoxines :

- Bernard DONATI effectue ces prélèvements régulièrement.
- Le parc des machines étant important, le rythme est d'environ toutes les 5 à 6 semaines .
- En cas de contamination il effectue les travaux nécessaires et assure le suivi.

S. besoin d'effectuer des prélèvements en l'absence de Bernard. voir démarche dans contacts Huger.

M.-G. DROULEZ - IRUS Hémodialyse
Juillet 2002

Hôpital Cantonal

Département de Médecine Interne

Division de Néphrologie
Soins infirmiers

Personnes référentes à prévenir

NEPHROLOGIE :

- Pierre Yves MARTIN, Chef de service 829.761 ou 29.762
- Isabelle BINET, Médecin associée 829.767 ou 857.965
- Marie-Geneviève DROULEZ, IRUS 829.773
- Bernard DONATI, Technicien 857.202 ou 29.768

UPCI :

- Didier PITTET, Chef de service 857.101 ou 29.833
Pascale HERRAULT, Infirmière spécialiste 857.102

TRAITEMENT DES EAUX :

- Géry CHAPATTE 26.886
Thomas JORDY 26.885

LABORATOIRE CONTROLE DE QUALITE :

- M. SAADI 859.362
Ho ING 23.978

GESTION DES PARKINGS:

- Philippe VERGUET 26.763

SECURITE :

- Pascal BRESCIA 28.033 (HUG)
Jacques-Charles ITIN 30.56.22 (HOGER)

MGD/Juin 2002