

ORDRE DE SERVICE

Dès le 1^{er} novembre 2006, pour tous les patients du 8^e, l'anticoagulation doit s'effectuer avec de la liquémine suivant ce protocole.

Administration de liquémine continue pendant la dialyse

- Prendre une seringue de 30ml luer-lock
- Mettre 2cc de liquémine standard (5'000U/ml)
- Ajouter 18cc de NaCl 0,9%
- Ce qui ramène la dilution à 500 unités/ml.

Installer cette seringue prête dans sa loge au moment du montage de la machine.
Module éteint, monter ou descendre le pousse-seringue avec ▲ et ▼
Purger la tubulure.

INTEGRA :

Quand le patient est branché :

Mettre la touche « héparine » en surbrillance sur Intégra et mettre le débit à 1cc/heure dans le set, si prescription à 500 unités/heure). Injecter la charge si elle est prescrite (par exemple 5cc si prescription d'une charge de 2'500 unités). Si on veut stopper la liquémine avant la fin de la dialyse, inscrire également le temps (par exemple 30 min. si on veut stopper 30 min. avant la fin).

Quitter le set. La touche « héparine » doit rester en surbrillance. Une lumière verte sur le module indique qu'il est actif.

⇒ Si on a oublié d'installer cette seringue pendant le montage : clamper avec un clamp métallique la tubulure de liquémine. Il faut désactiver le module (enlever la surbrillance) pour pouvoir installer la seringue et utiliser les ▲ et ▼ . Réactiver le module ensuite.

FRESENIUS :

Quand le patient est branché :

Inscrire le débit.

Activer le module ensuite. Une lumière verte sur le module indique qu'il est actif.

⇒ Si on a oublié d'installer cette seringue pendant le montage : clamper avec un clamp métallique la tubulure de liquémine. Ouvrir la petite porte devant le détecteur d'air, tirer la tubulure veineuse sans enlever le clamp. Installer la seringue en utilisant les ▲ et ▼ . Réinstaller correctement la tubulure veineuse. Refermer la porte du détecteur d'air.

- **RAPPEL** : L'administration de Clexane se fait sur **ORDRE MEDICAL**.

Prof. Pierre-Yves Martin
Chef de service

Marie-Geneviève Dronlez
IRCS