

Les différents filtres utilisés :

Les « low flux »	Les « high flux »
Arylane M4 – polyarylEthersulfone – 1,35 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »	Néphral 300 – AN69 st– 1,30 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »
Arylane M6 – polyarylEthersulfone – 1,60 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »	Arylane H6 - polyarylEthersulfone – 1,57 m ² stérilisé aux rayons « gamma »
Arylane M9 – polyarylEthersulfone - 2,09 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »	Néphral 400 – AN69 st– 1,65 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »
Polyflux 17L – polyamide S – 1,70 m ² Stérilisé à la vapeur	Polyflux 170 H – polyamide – 1,70 m ² Stérilisé à la vapeur
	Arylane H9 - polyarylEthersulfone – 2,01 m ² stérilisé aux rayons « gamma »
Pour UF seule : utiliser les filtres « low flux » uniquement	Polyflux 210 H – polyamide – 2,10 m ² Stérilisé à la vapeur
Si l'UF seule est suivie d'une hémodialyse, utiliser le filtre habituel du patient	Néphral 500 – AN69 st – 2,15 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »
	FX 100 – polysulfone - 2,20 m ² Stérilisé à la vapeur A utiliser uniquement sur Frésenius.
	Polyflux 24S – polyamide – 2,40 m ² Stérilisé à la vapeur
	Diacap 15 - polysulfone - 1.50 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »
	Diacap 18 - polysulfone - 1.80 m ² Stérilisé aux rayons « gamma »

Les équivalences de filtres si rupture de stock :

A chaque filtre correspond une surface, donc s'il manque un filtre dans notre stock, le remplacer exceptionnellement par un autre filtre dont la surface est la même ou la plus proche de celui manquant, rester également avec un filtre à haut ou bas flux :

Consulter la liste ci-dessus, et faire confirmer par le médecin.

ATTENTION, pour ne pas oublier la prescription initiale, marquer le plus clairement possible sur la feuille rose le nom du filtre prescrit et celui du filtre de remplacement.

Lors du passage d'un patient « touriste » en hémodialyse avec un filtre non inscrit dans notre stock : Regarder le tableau récapitulatif des dialyseurs et trouver un filtre équivalent dans la liste. Ce tableau est affiché dans le couloir au 6^{ème} et dans la grande chambre au 8^{ème}.

Faire confirmer par le médecin.