

PROTCOLE DE MISE EN DIALYSE

Avant le 1^{er} branchement :

- Vérifier HB (à noter sur la feuille verte). Si HB <80g/L : appeler le médecin.
- Vérifier les sérologies : si pas faites, les prélever.

1^{ère} dialyse - J0

- En rinçage si pose de cath. le même jour.
- Si accès déjà en place, voir OM pour anticoagulation.
- Faire : Na, K, urée, créatinine, calcium, CO2 avant et après.
- Durée : 2 heures
- Filtre : M4

2^e dialyse - J1

- Voir pour OM anticoagulation
- Durée : 2 heures
- Filtre : M4

3^e dialyse - J2

- Voir pour OM anticoagulation
- Durée : 2 heures
- Filtre : M4
- Faire : Na, K, urée, créatinine, calcium, CO2 avant et après.
- Planifier 3 séances par semaine.
- Faire prescrire le temps et le filtre.

Planifier

- un bilan mensuel la 3^e semaine après J0.
- un bilan annuel le mois suivant J0 avec récolte des urines de 24h. pour le calcul de la clairance.

Remplir l'anamnèse sous 15 jours.

Prof. Pierre-Yves Martin
Chef de service

Marie-Geneviève Droulez
IRUS